


# TANGO試験：DTG/3TCへの切り替え vs TAFベースの3剤レジメンを継続



\*FTC/TAF+PI、NNRTIまたはINSTIの一次レジメン（スクリーニングの3か月以上前にTDFからTAFに切り替え、その他のレジメンの変更がない患者も適格であった）。

- 国際共同非盲検無作為化第III相非劣性試験
- 主要評価項目：
  - 48週目のFDAスナップショット解析によるウイルス学的失敗（VL $\geq$ 50コピー/mL、ITT-E解析）
  - 非劣性マージン：4%
- 副次評価項目：安全性