

DRIVE-SHIFT試験：ウイルス学的抑制が得られている成人患者におけるDOR/3TC/TDFへの切り替え vs ベースラインARTの継続

- 多施設共同無作為化非盲検第III相非劣性試験



主要評価項目： HIV-1 RNA量 < 50コピー/mL (FDAスナップショット)

- 非劣性マージン：95%CIの下限 > -8%
- 比較が行われた時点：即時切り替え群の48週目 vs ベースラインART継続群の24週目 (主要)、各群の24週目 (副次)